



NexxZr.T

Yarı saydam.
Yüksek kuvvet.

Yarı saydam.
Yüksek kuvvet.

NexxZr® T



NexxZr® T diş hekimliğinde kullanıma uygun bir zirkonyum oksit (3Y-TZP) çok yüksek eğilme kuvveti (1270 MPa) ve orta düzeyde ışık geçirgenliği (%42).

Bu kombinasyon, monolitik ve anatomik olarak indirgenmiş tek diş ve köprü restorasyonlarının oluşturulması için maksimum düzeyde endikasyon çeşitliliğini sunar. Disklerin yumuşak malzeme kalitesi, kazıma araçlarının ömrünü etkiler ve zahmetsiz ayırma ve son işlem olanağı tanır. Bu özellikler sayesinde, NexxZr T laboratuvarındaki kullanıcılar için ekonomik bir avantaj sağlar. Materyalin başarısı kanıtlanmış ürün özellikleri, birkaç defa "Uzun Ömürlü Estetik Zirkon" alanında Dental Advisor Ödülünü almıştır.

Teknik veriler



Tip
3Y-TZP



Eğilme kuvveti
1270 MPa



Işık Geçirgenliği
%42



Endikasyonlar
Tek birimli
restorasyonlardan
çok birimli
köprülere kadar



İşleme teknikleri
İnfiltrasyon tekniği
Renklendirme tekniği
Cut-back tekniği
Katmanlama tekniği

1

Orta düzeyde ışık geçirgenliği ile çok yüksek kuvvetin birleşimi Maksimum genişlikte endikasyon aralığı



1270 MPa
%42 Işık Geçirgenliği

Orta düzeyde ışık
geçirgenliği



Maksimum endikasyon listesi ile estetik sonuçlar

2

Dental Advisor Ödülü

Yıllar boyu etkili olduğu kanıtlanmış ürün performansı

Ödüllü Özellikler:

Doğal Görünüm

Yüksek ışık geçirgenliği nedeniyle, NexxZr T doğal görünümlü ancak son derece estetik sunan bir üründür.

Kuvvetli

Dental Advisor'ın uzun süreli (3 Yıllık) çalışmasında neredeyse hiç aşınma bildirilmemiştir.



Kaynak: © The Dental Advisor

3

Yumuşak malzemeden kaliteli diskler

Yüksek etkililik ve ekonomik verimlilik



Zahmetsiz ayırma ve çok iyi işlenebilirlik



Kazıma aletlerinin
ömrünü uzatmak için
optimize edilmiş
materyal özellikleri



Üstün kazıma sonuçları
ve keskin kenarlar

Sinterleme programları

	Birim sayısı	Süre	Faz	Sıcaklık	Isıtma / Soğutma oran	Bekletme Süresi
		h		°C	°C/min.	min.
Standart	1-5	~ 3,7	1	20-1300	30	30
			2	1300-1530	40	60
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
	5-10	~ 5,2	1	20-1300	30	60
			2	1300-1530	40	120
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
Uzun	1-20	~ 10,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	150
			3	1530-80	8	-
	> 21	~ 11,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	210
			3	1530-80	8	-
Gece boyunca	sınırsız	~ 14,3	1	20-250	2	-
			2	250-1530	4	240
			3	1530-80	8	-



Daha ayrıntılı bilgi için lütfen NexxZr kullanım talimatlarına başvurun.



sagemax.com/eifu

Teslimat formları

Geometri

W-98, Z-95

Kalınlıklar

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Renkler

Beyaz, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com