



NexxZr® Shine

Αποτελεσματική στίλβωση.
Φυσική στιλπνότητα.

Αποτελεσματική στίλβωση.
Φυσική στιλπνότητα.

NexxZr® Shine



NexxZr® Shine είναι ένα σύστημα στίλβωσης διαμαντιού δύο σταδίων για την αποτελεσματική στίλβωση οδοντιατρικών κεραμικών: π.χ. οξείδιο του ζirkονίου, οξείδιο του αργιλίου, διπυριτικό λίθιο ή υαλοκεραμικό.

Τα σταθερών διαστάσεων, εμπλουτισμένα με διαμάντι ελαστικά στιλβωτικά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες με την απλή και αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επιπλέον, προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και φυσικό αποτέλεσμα στιλπνότητας. Το NexxZr Shine δημιουργεί μια ομοιογενή επιφάνεια για μονολιθικές,

επικαλυμμένες με όψη και μερικώς επικαλυμμένες με όψη αποκαταστάσεις. Για τη βέλτιστη στίλβωση των διαφόρων δομών και επιφανειών, διατίθενται τρία εναρμονισμένα σχήματα: Turn 18, Twist 17 και Tip 5. Τα σχήματα διατίθενται στα μεγέθη κόκκων smooth (στάδιο 1, προστίλβωση) και gloss (στάδιο 2, στίλβωση υψηλής στιλπνότητας). Η σειρά συμπληρώνεται με την πάστα στίλβωσης διαμαντιού γενικής χρήσης NexxZr Shine Paste. Αυτή αφαιρεί τις μικρορωγμές και αφήνει μια λεία σαν καθρέφτη επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας.

Τεχνικά δεδομένα



Τύπος
Σύστημα
στίλβωσης
διαμαντιού δύο
σταδίων



Υλικό
Εμπλουτισμένα με
διαμάντι ελαστικά
στιλβωτικά



Μεγέθη κόκκων
smooth, gloss



Κατάλληλα για
όλα τα κεραμικά



3 σχήματα, 1 πάστα
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, πάστα

1 Σύστημα στίλβωσης διαμαντιού δύο σταδίων

Απλή και αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα τα κεραμικά

Στάδιο 1
Προστίλβωση



Μέγεθος κόκκων:
smooth



Εμφάνιση:
στιλπνότητα μεταξιού



Στάδιο 2
Στίλβωση
υψηλής
στιλπνότητας



Μέγεθος κόκκων:
gloss



Εμφάνιση:
υψηλή στιλπνότητα



2 Σταθερών διαστάσεων, εμπλουτισμένα με διαμάντι ελαστικά στιλβωτικά

Φυσικό αποτέλεσμα στιλπνότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής



Λείο σαν καθρέφτης, φυσικό
αποτέλεσμα στιλπνότητας

3 Τρία εναρμονισμένα σχήματα και μία πάστα


Βέλτιστα αποτελέσματα στίλβωσης, ανεξάρτητα από τη δομή και την επιφάνεια




Turn 18
για επιφάνειες



Twist 17
για επιφάνειες
και σχισμές



Tip 5
για επιφάνειες
και σχισμές



Πάστα
για επιφάνειες
και σχισμές



Συσκευασίες



Κιτ

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Ανταλλακτικό

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com