



NexxZr® Shine

Pulido efectivo.
Brillo natural.

Pulido efectivo.
Brillo natural.

NexxZr® Shine



NexxZr. Shine es un sistema de pulido de dos pasos compuesto por instrumentos de pulido adiamantados para un pulido eficaz de cerámicas dentales, por ejemplo óxido de circonio, óxido de aluminio, disilicato de litio o cerámica vítrea.

Los pulidores de goma adiamantada, dimensionalmente estables, convencen a los usuarios gracias a su fácil y eficaz aplicación. Además, tienen una larga vida útil y proporcionan un brillo natural. NexxZr

Shine crea una superficie homogénea con restauraciones tanto monolíticas como parcialmente recubiertas. Hay tres formas coordinadas para el pulido óptimo de las diferentes materiales y superficies: Turn 18, Twist 17 y Tip 5. Las formas están disponibles en los tamaños de grano smooth (paso 1, pulido previo) y gloss (paso 2, pulido de alto brillo). La pasta de pulido de diamante de uso universal NexxZr Shine Paste completa la gama. Elimina los micro rugosidades y deja una superficie lisa de alto brillo.

Datos técnicos



Tipo
Sistema de pulido de diamante de dos pasos



Material
Pulidores de goma recubiertos con diamante



Granos
smooth, gloss



Indicado para
todas las cerámicas



3 formas, 1 pasta
Turn 18, Twist 17, Tip 5, pasta

1 Sistema de pulido de dos pasos adiamantado

Aplicación fácil y eficaz en todos los materiales cerámicos



2 Pulidores de goma adiamantado dimensionalmente estables

Brillo natural con una larga vida útil



3 Tres formas coordinadas y una pasta

Óptimos resultados de pulido, independientemente de la estructura y la superficie



Formas de suministro



Kit

NexxZr Shine Starter Kit
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Repuesto

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com