



NexxZr® Shine

Polissage efficace.
Brillance naturelle.

Polissage efficace.
Brillance naturelle.

NexxZr® Shine



NexxZr. Shine est un système de polissage diamanté en deux étapes pour le polissage efficace des céramiques dentaires, par exemple l'oxyde de zirconium, l'oxyde d'aluminium, le disilicate de lithium ou la vitrocéramique.

Les polissoirs en caoutchouc imprégné de diamant, dimensionnellement stables, séduisent par leur utilisation simple et efficace. Ils sont de plus durables et offrent un lustre naturel. NexxZr Shine crée une

surface homogène sur les restaurations monolithiques et partiellement stratifiées. Il existe trois formes coordonnées pour un polissage optimal des différentes structures : Turn 18, Twist 17 et Tip 5. Les formes sont disponibles dans deux granulométries : smooth (étape 1, pré-polissage) et gloss (étape 2, polissage haute brillance). La pâte à polir diamantée universelle NexxZr Shine Paste complète l'assortiment. Elle élimine les micro-rayures et laisse une surface lisse et brillante.

Données techniques



Type
Système de polissage en deux temps diamanté



Matériau
Polissoirs en caoutchouc incrusté de diamant



Grains
smooth, gloss



Convient à
toutes les céramiques



3 moules, 1 pâte
Turn 18, Twist 17, Tip 5, pâte

1 **Système de polissage diamanté en deux étapes**

Utilisation simple et efficace sur tous les matériaux céramiques



2 **Polissoirs à base de caoutchouc imprégné de diamant, dimensionnellement stables**

Lustre naturel et longue durée de vie



3 **Trois formes coordonnées et une pâte**

Des résultats de polissage optimaux, indépendamment de la structure et de la surface



Conditionnements



Kit

NexxZr Shine Starter Kit
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Réassort

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com