



NexxZr® Shine

Učinkovito poliranje.
Prirodan sjaj.

Učinkovito poliranje.
Prirodan sjaj.

NexxZr® Shine



NexxZr. Shine dvostupanjski je dijamantni sustav za poliranje u svrhu učinkovitog poliranja stomatoloških keramika: npr. cirkonijevog oksida, aluminijevog oksida, litijevog disilikata ili staklokeramike.

Ovi gumeni polireri stabilnih dimenzija i dijamantnog prodiranja odlikuju se jednostavnom i učinkovitom primjenom. Povrh toga pružaju dugi vijek trajanja i rezultiraju prirodnim sjajem. NexxZr Shine također postiže homogenu površinu kod monolit-

skih, te također i kod potpuno ili djelomično fasetiranih restauracija. Za optimalno poliranje različitih struktura i površina na raspolaganju su tri usklađena oblika: Turn 18, Twist 17 i Tip 5. Ti su oblici dostupni u granulacijama smooth (1. stupanj, pripremo poliranje) i gloss (2. stupanj, poliranje do visokog sjaja). Asortiman je dopunjen univerzalno primjenjivom pastom za dijamantno poliranje NexxZr Shine Paste. Ova pasta uklanja mikro ogrebotine i rezultira zrcalno glatkom površinom visokog sjaja.

Mehanička svojstva



Tip
Dvostupanjski
dijamantni sustav za
poliranje



Materijal
Gumeni polireri
dijamantnog
prodiranja



Granulacije
smooth, gloss



Prikladno za
sve keramike



3 oblika, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, pasta

1 Dvostupanjski dijamantni sustav za poliranje

Jednostavna i učinkovita primjena na svim keramikama

1. stupanj
pripremno
poliranje



Granulacija:
smooth



Izgled:
svilenasti sjaj



2. stupanj
poliranje do
visokog sjaja



Granulacija:
gloss



Izgled:
visoki sjaj



2 Gumeni polireri stabilnih dimenzija i dijamantnog prodiranja

Rezultat je sjaj prirodnog izgleda i dugog trajanja



Zrcalno glatka površina kao
rezultat uz sjaj prirodnog izgleda

3 Tri usklađena oblika i jedna pasta


Optimalni rezultati poliranja, neovisno o strukturi i površini




Turn 18
za plohe



Twist 17
za plohe i fisure



Tip 5
za plohe i fisure



Paste
za plohe i fisure



Dostupno u oblicima



Komplet

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Nadopuna

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com