



NexxZr® Shine

Lucidatura efficace.
Lucentezza naturale.

Lucidatura efficace.
Lucentezza naturale.

NexxZr® Shine



NexxZr® Shine è un sistema di lucidatura diamantata a due fasi per lucidare in modo efficace ceramiche dentali quali per es. ossido di zirconio, ossido di alluminio, disilicato di litio o vetroceramica.

I gommini lucidanti a base di pasta diamantata hanno un'ottima stabilità dimensionale e sono apprezzati per la loro efficacia e facilità di applicazione. Sono inoltre duraturi e forniscono una brillantezza molto naturale. NexxZr Shine crea una superficie omogenea sia su restauri monolitici che su restauri

con faccette parzialmente stratificate. Sono disponibili tre formati coordinati per la lucidatura ottimale delle diverse strutture: Turn 18, Twist 17 e Tip 5. I formati sono disponibili con granulometria "smooth" per superficie liscia (Fase 1, pre-lucidatura) e "gloss" per superficie lucida (Fase 2, lucidatura a specchio). La pasta diamantata universale NexxZr Shine Paste completa l'assortimento: rimuove le microscalfiture e lascia una superficie liscia come il vetro e molto lucente.

Dati tecnici



Tipo
Sistema di lucidatura
bifase con grani
diamantati



Materiale
Gommini per
lucidatura con
grani diamantati



Grane
smooth, gloss



Idonee per
tutti i tipi di ceramica



3 forme, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, pasta

1

Sistema a due fasi di lucidatura diamantata

Applicazione semplice ed efficace su tutti i materiali ceramici



2

Lucidanti in gomma diamantata con ottima stabilità dimensionale

Brillantezza naturale e lunga vita utile



3

Tre formati coordinati e una pasta

Risultati di lucidatura ottimali su qualsiasi struttura e superficie



Formati



Kit

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Ricarica

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com