



NexxZr® Shine

Polimento eficaz.
Brilho natural.

Polimento eficaz.
Brilho natural.

NexxZr® Shine



NexxZr® Shine é um sistema de polimento com diamante em dois estágios para o polimento eficaz de cerâmicas odontológicas: p. ex. óxido de zircônio, óxido de alumínio, dissilicato de lítio ou cerâmica de vidro.

Os polidores de borracha de dimensões estáveis, com diamantes intercalados, impressionam por sua utilização fácil e eficiente. Além disso, eles oferecem uma longa durabilidade e um resultado de brilho com aparência natural. NexxZr Shine gera uma superfície homogênea tanto em

restaurações monolíticas quanto revestidas ou parcialmente revestidas. Para o polimento ideal das diferentes estruturas e superfícies, estão disponíveis três formatos compatíveis entre si: Turn 18, Twist 17, e Tip 5. Os formatos estão disponíveis nas granulações smooth (estágio 1, pré-polimento) e gloss (estágio 2, polimento de alto brilho). O sortimento é complementado com a pasta de polimento com diamante de uso universal NexxZr Shine Paste. Ela remove micro-arranhões e deixa uma superfície espelhada de alto brilho.

Dados Técnicos



Tipo
Sistema de polimento com diamante em dois estágios



Material
Polidor de borracha com diamantes intercalados



Granulações
smooth, gloss



Adequado para
todas as cerâmicas



3 formatos, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,
Tip 5, pasta

1 Sistema de polimento com diamante em dois estágios

Utilização fácil e eficiente em todas as cerâmicas

Estágio 1
pré-polimento



Granulação:
smooth



Aparência:
brilho sedoso



Estágio 2
polimento de
alto brilho



Granulação:
gloss



Aparência:
alto brilho



2 Polidor de borracha de dimensões estáveis com diamantes intercalados

Resultado de brilho de aparência natural com longa durabilidade



Resultados de brilho
espelhado, com aparência natural

3 Três formatos compatíveis entre si e uma pasta

Resultados de polimento ideais, independentemente da estrutura e da superfície



Turn 18
para superfícies



Twist 17
para superfícies
e fissuras



Tip 5
para superfícies
e fissuras



Pasta
para superfícies
e fissuras



Formas de apresentação



Kit

NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs.
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.



Refil

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com