




Wax Disc

Digitální wax-up.
Presování & odlévání.

Digitální wax-up.
Presování & odlévání.

Wax Disc



Wax Disc je disk ze syntetického vosku vhodný pro CAD/CAM zpracování. Je bezezbytku spalitelný, určený pro výrobu presované keramiky a odlévání kovů.

Optimální teplota tání 100 - 120 °C dává materiálu vynikající vlastnosti při obrábění a umožňuje následné ruční úpravy nebo doplnění voskem. Vyfrézované práce vykazují velmi dobrou tvarovou stálost, kvalitu povrchu a přesnost dosedu a vypalování nezanechává zbytky. Výsledkem jsou hladké, přesné, presované a odlévané konstrukce.

Technické údaje



Materiál
Syntetický vosk




Frézovatelnost
Vynikající



Vypalování
Beze zbytků



Vhodný pro
Technologie
presování a odlévání




Bod tání
100 - 120 °C

1

Dobré obráběcí vlastnosti a tvarová stálost

Velmi dobrá kvalita povrchu a přesnost presování



Vynikající kvalita povrchu



Vynikající frézovatelnost

2

Vypalování beze zbytků

Hladké, přesně sedící konstrukce pro presování a odlévání



Vypálení beze zbytků




Hladké, přesně padnoucí práce propresování a odlévání



3

Optimální bod tání

Možnost následných úprav a doplňků



Bod tání 100 – 120 °C



Následné úpravy a doplňky jsou možné



Dostupné varianty

Tvary


W-98, Z-95

Tloušťky

10, 14, 16, 20, 25 mm

Barva

Modrá

**Manufacturer**

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com