




Wax Disc

Ψηφιακό κέρωμα.
Με την τεχνική
πρεσαρίσματος και
χύτευσης.

Ψηφιακό κέρωμα.
Με την τεχνική πρεσαρίσματος και χύτευσης.

Wax Disc



Ο Wax Disc είναι ένας συνθετικός δίσκος κεριού για την κατασκευή αντικειμένων από κερί με χρήση τεχνολογίας CAD/CAM για τις τεχνικές πρεσαρίσματος και χύτευσης.

Το βέλτιστο σημείο τήξης 100-120 °C προσδίδει στο υλικό εξαιρετικές ιδιότητες κατεργασίας και επιτρέπει να γίνουν στη συνέχεια προσαρμογές ή προσθήκες με το χέρι. Οι αποκαταστάσεις που προκύπτουν από κοπή παρουσιάζουν πολύ καλή σταθερότητα σχήματος, ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια εφαρμογής και καίγονται χωρίς να αφήνουν υπολείμματα κατά τη διαδικασία της προθέρμανσης. Τα αποτελέσματα είναι λεία, έχουν ακρίβεια στην εφαρμογή, τόσο τα χυτά όσο και τα πρεσαριστά αντικείμενα.

Τεχνικά δεδομένα



Υλικό
Συνθετικό κερί




Συμπεριφορά
στην κοπή
Εξαιρετική



Εξάχνωση
Χωρίς
υπολείμματα




Κατάλληλο για
Τεχνολογία
πρεσαρίσματος και
χύτευσης



Σημείο τήξης
100 - 120 °C

1 Καλές ιδιότητες μηχανικής κατεργασίας και σταθερότητα σχήματος Πολύ καλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια προσαρμογής



Εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας



Εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή

2 Καίγεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά τη διαδικασία της προθέρμανσης Προκύπτουν λεία πρεσαριστά και χυτά αντικείμενα που προσαρμόζονται με ακρίβεια




Εξάχνωση χωρίς υπολείμματα



Προκύπτουν λεία πρεσαριστά και χυτά αντικείμενα που προσαρμόζονται με ακρίβεια



3 Βέλτιστο σημείο τήξης Μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων διορθώσεις και προσθήκες



Σημείο τήξης 100 - 120 °C



Μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων διορθώσεις και προσθήκες



Μορφές παράδοσης

Γεωμετρίες
W-98, Z-95

Πάχη
10, 14, 16, 20, 25 mm

Χρώματα
Μπλε



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com