




Wax Disc

Digitalno navoštavanje.
Prešanje i lijevanje.

Digitalno navoštavanje.
Prešanje i lijevanje.

Wax Disc



Wax Disc je sintetički voštani disk za CAD/CAM izradu voštanih predmeta za tehnike prešanja i lijevanja.

Optimalno talište 100 - 120 °C daje materijalu izvrsna svojstva obrade i dopušta naknadna ručna podešavanja ili dopune. Glodane restauracije pokazuju vrlo dobru stabilnost oblika, kvalitetu površine i točnost dosjeda te paljenje bez ostavljanja ostataka tijekom postupka predgrijavanja. Rezultati su besprijekorni, prešani i lijevani predmeti s točnim dosjedom.

Mehanička svojstva



Materijal
Sintetički vosak



**Sposobnost
glodanja**
Izvrsna



Izgaranje
Bez ostataka




Prikladan za
tehnologiju prešanja
i lijevanja



Talište
100 - 120 °C

1 **Dobra strojna svojstva i stabilnost oblika** Vrlo dobra kvaliteta površine i točnost dosjeda



Izvrсна kvaliteta površine



Izvrсна sposobnost glodanja

2 **Izgara bez ostavljanja ostataka tijekom postupka predgrijavanja** Besprijekorni, precizni rezultati prešanja i lijevanja




Izgaranje bez ostataka



Besprijekorni, precizni rezultati prešanja i lijevanja



3 **Optimalno talište** Moguće naknadne prilagodbe i dopune



Talište 100 – 120 °C



Moguće naknadne prilagodbe i dopune




Dostupno u oblicima

Geometrije
W-98, Z-95

Debljine
10, 14, 16, 20, 25 mm

Boje
Plava



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com