




Wax Disc

Wax-up digitale.
Per fusioni e tecnica pressata.

Wax-up digitale.
Per fusioni e tecnica pressata.

Wax Disc



Wax Disc è un disco di cera sintetica per la realizzazione CAD/CAM di oggetti in cera per le tecniche di pressatura e fusione.

Il punto di fusione ottimale a 100 - 120 °C conferisce al materiale eccezionali proprietà di lavorazione e permette regolazioni o integrazioni manuali successive. I restauri fresati presentano stabilità di forma, qualità superficiale e precisione di adattamento ottimali e bruciano senza lasciare residui nel processo di preriscaldamento. I risultati sono lavori pressati o fusi con una superficie perfetta e con un'eccellente precisione di adattamento.

Dati tecnici



Materiale
Cera sintética



Fresabilità
Eccellente



Fusione
Esente da residui



Ideale per
Tecniche
di pressatura e
di fusione




Punto di fusione
100 - 120 °C

1

Buone proprietà di lavorazione e stabilità di forma

Qualità della superficie e precisione di adattamento ottimali



Eccellente qualità della superficie



Eccellente fresabilità

2

Cuoce senza lasciare residui nel processo di preriscaldamento

Oggetti lisci, pressati e fusi con un'eccellente precisione di adattamento



Fusione senza residui




Superficie liscia e adattamento marginale preciso nella pressatura e nella fusione



3

Punto di fusione ottimale

Possibilità di regolazioni e integrazioni successive



Punto di fusione 100-120 °C



Sono possibili successive correzioni e aggiunte manuali di cera




Formati

Geometrie
W-98, Z-95

Spessori
10, 14, 16, 20, 25 mm

Colori
Blu



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com