




Wax Disc

Cyfrowy wax-up.
Tłocz i odlewaj.

Cyfrowy wax-up.
Tłocz i odlewaj.

Wax Disc



Wax Disc to syntetyczny krążek woskowy do wytwarzania obiektów woskowych CAD/CAM do techniki prasowania i odlewania.

Optymalna temperatura topnienia 100 – 120 °C nadaje materiałowi doskonałe właściwości skrawające i umożliwia późniejsze ręczne korekty lub uzupełnienia. Frezowane uzupełnienia wykazują bardzo dobrą stabilność kształtu, jakość powierzchni oraz dokładność dopasowania i wypalania bezresztkowego podczas procesu podgrzewania. Rezultatem są gładkie, dokładnie dopasowane, prasowane i odlewane obiekty.

Dane techniczne



Material
Wosk syntetyczny




**Możliwości
frezowania**
Świetne



Wypalanie
Bezresztkowe



Nadaje się do
Technologia prasowania i odlewania




**Temperatura
topnienia**
100 – 120 °C

1

Dobre właściwości skrawające i stabilność kształtu

Bardzo dobra jakość powierzchni i dokładność dopasowania



Doskonała jakość powierzchni



Doskonałe możliwości frezujące

2

Wypala się bez pozostawiania pozostałości podczas procesu wygrzewania

Gładkie, dokładnie dopasowane wyniki tłoczenia i odlewania



Wypalenie bezreszkowe




Gładkie, dokładnie dopasowane wyniki tłoczenia i odlewania



3

Optymalna temperatura topnienia

Możliwe późniejsze korekty i uzupełnienia



Temperatura topnienia
100 - 120 °C



Możliwe późniejsze korekty i uzupełnienia




Forma dostawy

Geometrie
W-98, Z-95

Grubości
10, 14, 16, 20, 25 mm

Kolory
Niebieski



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com