




Wax Disc

数字化蜡型
压铸&铸造

数字化蜡型
压铸&铸造

Wax Disc



Wax Disc 是一种合成蜡盘,用于 CAD/CAM 制作压铸和铸造的蜡型。

100-120°C 的最佳熔点赋予材料出色的加工特性,并允许后续手工调整。车削的修复体在预热过程挥发表现出非常好的形状稳定性、表面质量和准确性,不会留下残留物。压铸和铸造体的成品平滑且精准。

技术参数



材料
合成蜡



研磨性
优秀



挥发
无残留




适用于
压铸及铸造技术



熔点
100 - 120 °C

亮点

1 良好的加工性能和形状稳定性 非常好的表面质量和精准度



出色的表面质量



优良的研磨性

2 在预热过程挥发不残留 平滑、准确地符合压铸和铸造结果




挥发无残留



平滑、准确地符合压铸和铸造结果



3 优化的熔点 可进行后续手工调整



熔点 100 - 120 °C



可进行后续调整



包装规格

形状规格	厚度	颜色
W-98, Z-95	10, 14, 16, 20, 25 mm	深蓝



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com