

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

Precizní frézování.
Různé materiály.

Precizní frézování.
Různé materiály.

NexxZr® Tool U



NexxZr® Tool U jsou vysoce výkonné dentální frézovací nástroje vyrobené z prvotřídního karbidu s mimořádně ostrým břitem.

Optimalizovaný břit a tvar frézy je navržen pro opracování oxidu zirkoničitého, PMMA i vosku. Výsledkem jsou extrémně hladké povrchy u tvrdých i měkkých materiálů. NexxZr Tool U přesvědčí uživatele svými ostrými řeznými hranami, dobrou životností a atraktivním poměrem cena/kvalita.

Technické údaje



Typ
Dvoubřítá rádiusová
fréza



Materiál
Prémiový karbid



Ostrost hrany
Ultra ostrá



Vhodný pro
Oxid zirkoničitý,
PMMA, vosk




Životnost
Více než
120 ZrO₂* členů

1 Prémiové karbidové frézovací nástroje s velmi ostrým břitem


Extrémně hladký povrch a dobrá životnost při použití tvrdých i měkkých CAD/CAM materiálů



Fréza NexxZr Tool U
Hladká, ultra ostrá
řezná hrana vysoce
kvalitním broušením



VS



Konvenční fréza
Hrubá, nerovná
řezná hrana vyrobená
běžným broušením

2 Optimalizovaná geometrie břitu a třískového prostoru

Detailní výsledky frézování pro ZrO₂, PMMA a vosk



Zobrazení geometrie řezné hrany
a třískového prostoru v CAD



ZrO₂



PMMA



Wax

3 Atraktivní poměr cena/kvalita


Ekonomická práce a vysoká procesní spolehlivost

Více než 120 členů ZrO₂*



* Výsledky interních testů Sagemax

Balení




Další špičkové produkty



NexxZr Tool D

Vysoce výkonné dentální frézy z prvotřídního karbidu s ultra tvrdým nanokrystalickým diamantovým povlakem



NexxZr+ Multi

Multi vrstvý oxid zirkoničitý s přirozenou estetikou



PMMA Multi

Vysoce zesíťovaný polymethylmetakrylát s integrovaným gradientem odstínu pro dočasné náhrady vyráběné pomocí CAD/CAM



Wax Disc

Syntetický voskový disk pro výrobu voskových objektů CAD/CAM

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com