

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

Präzises Fräsen.
Vielfältige Materialien.

Präzises Fräsen.
Vielfältige Materialien.

NexxZr® Tool U



NexxZr® Tool U sind dentale Hochleistungs-Fräser aus Premium-Hartmetall mit einer ultrascharfen Schneidkante.

Die optimierte Schneidkanten- und Spanraumgeometrie ist perfekt für die Bearbeitung von Zirkoniumoxid, PMMA und Wax geeignet. Das Ergebnis sind extrem glatte Oberflächen bei harten und weichen CAD/CAM-Materialien. NexxZr Tool U überzeugt mit hoher Kantenschärfe, guter Standzeit und einem attraktiven Preis-Qualitäts-Verhältnis.

Technische Daten



Typ
Zweischneidiger
Radiusfräser



Material
Premium-
Hartmetall



Kantenschärfe
Ultrascharf



Geeignet für
Zirkoniumoxid,
PMMA, Wax




Standzeit
Über 120 ZrO₂-
Einheiten*


1

Premium-Hartmetall mit ultrascharfer Schneidkante


Extrem glatte Oberflächen und gute Standzeiten bei harten und weichen CAD/CAM-Materialien



NexxZr Tool U Fräser
Glatte, ultrascharfe
Schneidkante her-
gestellt durch hoch-
qualitativen Schleif-
prozess



VS



Herkömmlicher Fräser
Rau, ungleichmäßige
Schneidkante her-
gestellt durch her-
kömmlichen Schleif-
prozess

2

Optimierte Schneidkanten- und Spanraumgeometrie

Detailgenaue Fräsergebnisse bei ZrO_2 , PMMA und Wax



CAD-Darstellung der Schneid-
kanten- und Spanraumgeometrie



ZrO_2



PMMA



Wax

3

Attraktives Preis-Qualitäts-Verhältnis




Wirtschaftliches Arbeiten und hohe Prozesssicherheit

über 120 ZrO_2 -Einheiten*



* Interne Sagemax-Testergebnisse

Lieferformen



Weitere Topprodukte



NexxZr Tool D
Dentale Hochleistungs-Fräser
aus Premium-Hartmetall
mit ultraharter, nanokristalliner
Diamantbeschichtung



NexxZr+ Multi
Ein multilayer Zirkoniumoxid
mit natürlicher Ästhetik



PMMA Disc Multi
Hochvernetztes Polymethyl-
methacrylat mit integriertem Farb-
verlauf zur Herstellung CAD/
CAM-gefertigter Provisorien



Wax Disc
Synthetische Wachsscheibe
zur Herstellung CAD/CAM-
gefertigter Wachsobjekte

Manufacturer
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
E: info@sagemax.com
sagemax.com