

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

Υψηλής ακρίβειας.
Κοπή πολλαπλών υλικών.

Υψηλής ακρίβειας.
Κοπή πολλαπλών υλικών.

NexxZr® Tool U



NexxZr® Tool U είναι υψηλής απόδοσης οδοντιατρικά κοπτικά εργαλεία από άριστης ποιότητας καρβίδιο με εξαιρετικά αιχμηρό άκρο κοπής.

Η βελτιστοποιημένη γεωμετρία του άκρου κοπής και της απόστασης μεταξύ των κοπτικών στοιχείων είναι εξαιρετικά κατάλληλη για την κατεργασία του οξειδίου του ζirkονίου, του PMMA και του κεριού. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά λείες επιφάνειες και με σκληρά και με μαλακά υλικά CAD/CAM. Τα NexxZr Tool U πείθουν τους χρήστες με τα αιχμηρά τους κοπτικά άκρα, την καλή διάρκεια ζωής και την ελκυστική σχέση τιμής/ποιότητας.

Τεχνικά δεδομένα



Τύπος
Φρέζα διπλής
ακμής



Υλικό
Άριστης
ποιότητας
καρβίδιο



Αιχμηρότητα
άκρων
Εξαιρετικά
αιχμηρά




Κατάλληλο για
PMMA, κεριό




Διάρκεια ζωής
Πάνω από
120 μονάδες ZrO₂*

1 Εργαλείο κοπής από άριστης ποιότητας καρβίδιο με υψηλής αιχμηρότητας κοπτικά άκρα.


Εξαιρετικά λείες επιφάνειες και καλή διάρκεια ζωής με σκληρά και με μαλακά υλικά CAD/CAM



Φρέζα NexxZr Tool U
Λείο, εξαιρετικά αιχμηρό κοπτικό άκρο που παράγεται με μία υψηλής ποιότητας διεργασία λείανσης



VS



Συμβατική φρέζα
Αδρό, ανομοιόμορφο άκρο κοπής που παράγεται με τη συμβατική διεργασία λείανσης

2 Βελτιστοποιημένη γεωμετρία των κοπτικών άκρων και της απόστασης μεταξύ των κοπτικών στοιχείων

Αποτελέσματα λεπτομερούς κοπής για ZrO₂, PMMA και κερί



Μηχανοποιημένη (CAD) απεικόνιση της γεωμετρίας των κοπτικών άκρων και της απόστασης μεταξύ των κοπτικών στοιχείων



ZrO₂



PMMA



Κερί

3 Ελκυστική αναλογία τιμής/ποιότητας

Χαμηλό κόστος εργασίας και υψηλή αξιοπιστία στην κατεργασία

πάνω από 120 ZrO₂ μονάδες*




* Αποτελέσματα εσωτερικών δοκιμών της Sagemax

Μορφές παράδοσης

Για imes-icore



Για vhf



Για AmannGirrbach



Για Roland



Για Zenotec



Για Zirkonzahn



Άλλα κορυφαία προϊόντα



NexxZr Tool D

Υψηλής απόδοσης οδοντιατρικά κοπτικά εργαλεία από άριστης ποιότητας καρβίδιο με υψηλής σκληρότητας αδαμαντοειπική δομή



NexxZr+ Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με φυσική αισθητική



PMMA Disc Multi

Πολυμεθυλο-μεθακρυλικό διασταυρούμενων χημικών δεσμών με ενσωματωμένη διαβάθμιση απόχρωσης για προσωρινές αποκαταστάσεις μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής (CAD/CAM)



Wax Disc

Δίσκος συνθετικού κεριού για τη μηχανοποιημένη σχεδίαση και κοπή (CAD/CAM) αντικειμένων από κερί

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com