

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

Fresatura precisa.
Molteplicità di materiali.

Fresatura precisa.
Molteplicità di materiali.

NexxZr® Tool U



I NexxZr® Tool U sono utensili di fresatura dentale a elevate prestazioni in carburo di tungsteno di alta qualità con bordo di taglio ultra-affilato.

Il tagliente e la geometria per la rimozione del truciolo sono ottimizzati sono ideali per la lavorazione di ossido di zirconio, PMMA e cera. Ne risultano superfici estremamente lisce con materiali CAD/CAM sia duri che morbidi. I NexxZr Tool U sono apprezzati per i bordi di taglio affilati, la buona durata e un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante.

Dati tecnici



Prodotto

Fresa con raggio a doppio tagliente



Materiale

Carburo di alta qualità



Profilo del taglio

Ultra affilato



Ideale per

Ossido di zirconio, PMMA, cera



Durata


Oltre 120 corone in ossido di zirconio*

1 Utensili di fresatura dentale di alta qualità con bordo di taglio ultra-affilato


Superfici estremamente lisce e buona durata con materiali CAD/CAM sia duri che lisci



Fresa NexxZr Tool U
Profilo di taglio
realizzato con un
processo di rettifica
di altissima qualità



VS



Fresa convenzionale
Profilo di taglio
grezzo e irregolare
realizzato con
processo di rettifica
convenzionale

2 Profilo del taglio e geometria per la rimozione del truciolo ottimizzati

Ottimi risultati di fresatura dei dettagli con ZrO_2 , PMMA e cera



Riproduzione al CAD del disegno della
superficie per i residui di fresatura.



ZrO_2



PMMA



Wax

3 Interessante rapporto qualità-prezzo


Processo di lavorazione economico e fresatura estremamente affidabile

Oltre 120 elementi in ZrO_2 *



* risultati di test interni realizzati da Sagemax

Formati




Altri prodotti top



NexxZr Tool D

Utensili di fresatura dentale a elevate prestazioni in carburo di tungsteno di alta qualità con rivestimento diamantato nanocristallino ultra-resistente



NexxZr+ Multi

Ossido di zirconio multistrato con estetica naturale



PMMA Disc Multi

Polimetilmetacrilato altamente reticolato con gradiente cromatico integrato per provvisori realizzati in CAD/CAM



Wax Disc

Disco di cera sintetica per la realizzazione CAD/CAM di oggetti in cera

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com