

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

Precyzyjne frezowanie.
Wiele materiałów.

Precyzyjne frezowanie.
Wiele materiałów.

NexxZr® Tool U



NexxZr® Tool U to wysokowydajne narzędzia do frezowania wykonane z wysokiej jakości węgliku o bardzo ostrej krawędzi skrawającej.

Zoptymalizowana geometria krawędzi skrawającej i przestrzeni skrawania doskonale nadaje się do obróbki tlenku cyrkonu, PMMA i wosku. Rezultatem są wyjątkowo gładkie powierzchnie zarówno z twardymi, jak i miękkimi materiałami CAD/CAM. NexxZr Tool U przekonuje użytkowników ostrymi krawędziami tnącymi, dobrą żywotnością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.

Dane techniczne



Typu
Frez z podwójną
krawędzią tnącą



Materiał
Węglik
premium



Ostrość krawędzi
Ultra ostre



Przeznaczenie
Tlenek cyrkonu,
PMMA, wosk



Żywotność
Powyżej 120 ZrO₂-
punktów*


1

Wysokiej jakości narzędzia do frezowania z węglików spiekanych z bardzo ostrą krawędzią tnącą


Niezwyczajnie gładkie powierzchnie i dobra żywotność przy twardych i miękkich materiałach CAD/CAM



Frez NexxZr Tool U
Wyprodukowano gładką, bardzo ostrą krawędź tnącą dzięki wysokiej jakości procesowi szlifowania



VS



Frez konwencjonalny
Szorstka, nierówna krawędź tnąca wytwarzana w konwencjonalnym procesie szlifowania

2

Zoptymalizowana geometria krawędzi skrawającej i przestrzeni wiórowej

Szczegółowe wyniki frezowania dla ZrO₂, PMMA i wosku



Reprezentacja CAD krawędzi skrawającej i geometrii przestrzeni wiórów



ZrO₂



PMMA



Wax

3

Atrakcyjny stosunek ceny do jakości


Ekonomiczna praca i wysoka niezawodność procesu

ponad 120 punktów ZrO₂*



* Wyniki testu wewnętrznego Sagemax

Forma dostawy




Inne najlepsze produkty



NexxZr Tool D

Wysokowydajne narzędzia frezujące wykonane z wysokiej jakości węgla z ultratwardą nanokrystaliczną powłoką diamentową



NexxZr+ Multi

Wielowarstwowy tlenek cyrkonu o naturalnej estetyce



PMMA Disc Multi

Wysoce usieciowany polimektakrylan metylu ze zintegrowanym gradientem odcieni do uzupełnień tymczasowych produkowanych w technologii CAD/CAM



Wax Disc

Dysk z wosku syntetycznego do produkcji obiektów woskowych CAD/CAM

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com