

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

Точное фрезерование.
Для разных материалов.

Точное фрезерование.
Для разных материалов.

NexxZr® Tool U



NexxZr® Tool U - это высокоэффективные стоматологические фрезы из высококачественного твердого сплава с ультраострой режущей кромкой.

Оптимизированная геометрия режущей кромки и канавки для отвода стружки идеально подходит для обработки заготовок из оксида циркония, ПММА и воска. Результатом являются чрезвычайно гладкие поверхности на твердых и мягких CAD/CAM материалах. Фрезы NexxZr Tool U убеждают высокой остротой кромки, хорошим сроком службы и привлекательным соотношением цена-качество.

Технические данные



Тип
Радиальная фреза с
двумя режущими
кромками



Материал
Твёрдый сплав
высокого качества



Острота
Сверхострые
края



Подходит для
Оксида циркония,
ПММА, воска



Срок службы
Более 120
единиц из ZrO₂*

Преимущества

1 Твердый сплав премиум-класса со сверхтвёрдой режущей кромкой



Очень гладкая поверхность и хороший срок службы инструмента при обработке твёрдых и мягких CAD/CAM материалов



Фреза

NexxZr Tool U

Гладкая, ультраострая режущая кромка изготовлена качественным шлифованием



Обычная фреза

Грубая, неровная режущая кромка, получаемая при обычном процессе шлифования

2 Оптимизированная геометрия режущей кромки и канавки для отвода стружки

Точные результаты фрезерования ZrO_2 , ПММА и воска



Конструкция геометрии режущей кромки и канавки для удаления стружки



ZrO_2



ПММА



Воск

3 Привлекательное соотношение цены и качества


Экономичность в работе и высокая надежность процесса

Более 120 единиц из ZrO_2 *



* Результаты испытаний компании Sagemax

Виды поставки



Другая продукция



NexxZr Tool D

Высокопроизводительные фрезы из твердого сплава с ультратвердым нанокристаллическим алмазным покрытием



NexxZr+ Multi

Многослойный оксид циркония с естественной эстетикой



PMMA Disc Multi

Высокопрочный полиметил-метакрилат с градиентом оттенка для изготовления временных конструкций по технологии CAD/CAM



Wax Disc

Диск из синтетического воска для изготовления восковых объектов по технологии CAD/CAM

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com