

sagemax.com

sagemax®



NexxZr® Tool U

精确研磨
多种材料

精确研磨
多种材料

NexxZr® Tool U



NexxZr® Tool U 是高性能牙科铣刀,由优质合金制成,具有超锋利的切削刃。

优化的切削刃和容屑槽几何形状非常适合加工氧化锆、PMMA 和蜡。使用在硬质和软质 CAD/CAM 材料均可获得极其光滑的表面。NexxZr Tool U 以其锋利的切削刃、良好的使用寿命和极具吸引力的性价比让用户信服。

技术数据



类型
双刃半径铣刀



材料
优质合金



刀刃锐度
超锋利



适用于
氧化锆、PMMA、蜡




使用寿命
超过 120 个
氧化锆单位*

1 具有超锋利切削刃的优质 合金铣刀 使用在硬质和软质 CAD/CAM 材料实现极其光滑的表面和良好的使用寿命



NexxZr Tool U
铣刀
通过高质量的研磨工
艺, 产生光滑、超锋利
的切削刃



常规铣刀
传统磨削工艺产生
的粗糙、不均匀的
切削刃

2 优化的切削刃和切屑空间几何形状 氧化锆、PMMA 和蜡的精细研磨效果



CAD 代表切削刃和切屑空间
几何图形的



ZrO₂



PMMA



Wax

3 具吸引力的性价比 经济实惠和高稳定度生产流程

超过 120 个氧化锆单位*



* 内部 Sagemax 测试结果

包装规格




其他热门产品



NexxZr Tool D

由优质硬质合金制成的高性能牙科铣刀，带有超硬纳米晶金刚石涂层



NexxZr+ Multi

自然美学的多层色氧化锆



PMMA Disc Multi

高度交联的聚甲基丙烯酸甲酯，具有多种颜色梯度，用于CAD/CAM 制造的临时冠材料



Wax Disc

用于CAD/CAM 制造的合成蜡盘

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

E: info@sagemax.com

sagemax.com